

Кроличий Rab Против Wnt3A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P56704

Артикул: CM0015993



введение

WNT3A Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на Wnt-3a человека и мыши. Идеально подходит для исследований канонического Wnt-сигналинга, биологии развития и самообновления стволовых клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий pAb против WNT3A
Примечания/Альтернативные названия	WNT3A
Вид	Человек
GeneID	89780
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 белка WNT3A человека (NP_149122.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P56704
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом