

Кроличыи Поликлональные Антитела К Wtap Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15007

Артикул: CM0020858



введение

Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к WTAP, валидированные для методов WB, IF/ICC, ELISA с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Мишенью является регулятор сплайсинга пре-мРНК WTAP, ключевой фактор m6A-метилирования. Идеально подходят для исследований модификации РНК и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи pAb к WTAP
Примечания/Псевдоним	Mum2; WTAP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9589
GeneID	9589
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 212-355 WTAP человека (NP_004897.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15007
Молекулярная масса белка	44 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом