


Поликлональные Кроличьи Антитела К Xbp1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P17861

Артикул: CM0023633



введение

Поликлональные кроличьи антитела против человеческого XBP1 (SWISS: P17861). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для исследований стресса ЭПР, UPR и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XBP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5; XBP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7494
GeneID	7494
Иммуноген	Рекомбинантный белок Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 277-376 человеческого XBP1 (NP_005071.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17861
Молекулярный вес белка	29kDa
Доставка	Сумка со льдом