


Кроличий Поликлональный Антитело Против Xrcc4 Для Wb - Q13426

Артикул: CM0020672



введение

Кроличье поликлональное антитело против XRCC4, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает человеческий и крысиный XRCC4 (38 кДа). Необходимый инструмент для изучения репарации двунитевых разрывов ДНК и пути NHEJ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	XRCC4 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	SSMED, hXRCC4, XRCC4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7518
GeneID	7518
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-336 человеческого XRCC4 (NP_001304941.1?))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q13426
Молекулярный вес белка	38kDa
Доставка	Сумка со льдом