

## Поликлональное Кроличье Антитело К Yeats2 Для Wb, Elisa - Q9Ulm3

Артикул: CM0023051



### введение

Поликлональное кроличье антитело к YEATS2, валидированное для WB и ELISA. Распознаёт YEATS2 человека, мыши и крысы — считывающий хроматин белок, связывающийся с кротонилированием H3K27. Незаменимый инструмент для исследований эпигенетики и хроматина.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Кроличье поликлональное антитело к YEATS2                                                                                                |
| Примечания/синоним           | FAME4; YEATS2                                                                                                                            |
| Вид                          | Человек                                                                                                                                  |
| Идентификатор гена (человек) | 55689                                                                                                                                    |
| Идентификатор гена           | 55689                                                                                                                                    |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 130-331 человеческого YEATS2 (NP_060493.3). |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                    | Поликлональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                   | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Перекрёстная реактивность    | Мышь, крыса                                                                                                                              |
| SWISS                        | Q9ULM3                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка     | 151 кДа                                                                                                                                  |
| Транспортировка              | Хладоэлемент                                                                                                                             |