


Yes1, Кроличьи Поликлональные Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa — P07947

Артикул: CM0014380



введение

Поликлональные кроличьи антитела к YES1 (pAb), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Распознают тирозин-протеинкиназу Yes человека и мыши (c-Yes) — регулятор роста, адгезии и миграции клеток. Идеально подходят для исследований рака и сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YES1, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	Yes; c-yes; HsT441; P61-YES; YES1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7525
GeneID	7525
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого YES1 (NP_005424.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P07947
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом