

YKL-40/CHI3L1, Кроличье Поликлональное Антитело — P36222

Артикул: CM0019026



введение

Кроличье поликлональное антитело против YKL-40/CHI3L1, валидированное для применений вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Детектирует CHI3L1 человека, мыши и крысы — секретируемый гликопротеин с молекулярной массой 43 кДа, участвующий в воспалении и ремоделировании тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YKL-40/CHI3L1, кроличье поликлональное антитело
Примечания/синонимы	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1116
GeneID	1116
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-220 человеческого YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P36222
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия транспортировки	Хладагент