

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ykt6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O15498

Артикул: CM0020506



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого YKT6, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для изучения везикулярного транспорта, опосредованного SNARE, и организации аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YKT6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	YKT6
Вид	Человек
GeneID	10652
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-198 человеческого YKT6 (NP_006546.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O15498
Молекулярный вес белка	22 кДа
Доставка	Со льдом