


Кроличья Поликлональная Антитело К Yod1 Для Вб И Ифа — Q5Vvq6

Артикул: CM0014227



введение

Валидированная кроличья поликлональная антитело к YOD1 для применений ВБ и ИФА, распознающая убиквитин-тиоэстеразу YOD1 человека и мыши OTU1. Участвует в путях ERAD и аутофагии. Подходит для исследований в области ИВД. — Q5VVQ6

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к YOD1
Примечания/Альясы	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
Вид	Человек
ID гена (человек)	55432
ID гена	55432
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-348 белка YOD1 человека (NP_061036.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5VVQ6
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	С ледяным пакетом