


Кроличье Поликлональное Антитело К Ythdc2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H6S0

Артикул: CM0016242



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого YTHDC2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения функции m6A РНК-хеликазы в мейозе и сперматогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАт к YTHDC2
Примечания/Альтернативные названия	CANL; hYTHDC2; YTHDC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	64848
GeneID	64848
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1131-1430 человеческого YTHDC2 (NP_073739.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H6S0
Молекулярная масса белка	160 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом