

Поликлональное Антитело Кролика Против Ythdf2 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — Q9Y5A9

Артикул: CM0020132



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого YTHDF2 — считывающего белка м6А РНК, регулирующего стабильность мРНК. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований эпитранскриптомики и биологии РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YTHDF2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DF2, CAHL, HGRG8, NY-REN-2, YTHDF2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51441
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 143–243 человеческого YTHDF2 (NP_001166599.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y5A9
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом