

Ywhaz/14-3-3 Зета/Дельта Кролик Раb Для Wb, Elisa - P63104

Артикул: CM0018139



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого YWHAZ/14-3-3 зета/дельта, валидировано для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для изучения сигнальных путей, фосфорилирования и белковых взаимодействий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YWHAZ Кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7534
GeneID	7534
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63104
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом