

Yy1, Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa, Chip — P25490

Артикул: CM0018480



введение

Поликлональные антитела кролика к YY1 для WB, ELISA, ChIP. Реагируют с белком YY1 человека, мыши и крысы (~45 кДа). Идеально подходят для изучения регуляции транскрипции, ремоделирования хроматина и репарации ДНК. — P25490

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика к YY1
Примечания/синонимы	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7528
GeneID	7528
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80–160 человеческого YY1 (NP_003394.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA, ChIP
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P25490
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом