

Zak Rabbit Pab - Zak

Артикул: CM0024915

введение

ZAK Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное от кролика против рекомбинантного белка ZAK человека. Оно обнаруживает ZAK в образцах человека, мыши и крысы с помощью Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P), ИФ (IF/ICC) и ИФА (ELISA), поддерживая исследования сигнального пути MAP3K и реакции на стресс.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZAK Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	pk; AZK; MLT; MRK; ZAK; CNM6; MLK7; MLTK; SFMMP; mklak; MLTKbeta; MLTKalpha
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51776
ID гена	51776
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-330 человеческого ZAK (NP_598407.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Молекулярный вес белка	35кДа/51кДа/91кДа
Доставка	Сумка со льдом