

Zak Rabbit Pab - Zak

Артикул: CM0016193

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого ZAK, валидированные для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА. Перекрестная реакция с ZAK мыши и крысы. Полезны для изучения функции киназы ZAK при заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ZAK Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	pk, AZK, MLT, MRK, ZAK, CNM6, MLK7, MLTK, SFMMP, mlklak, MLTKbeta, MLTKalpha
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51776
ID гена	51776
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-312 человеческого ZAK (NP_598407.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
Молекулярный вес белка	35kDa/51kDa/91kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент