


Кроличье Моноклональное Антитело Против Zap70 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Ифа - P43403

Артикул: CM0005184



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого ZAP70, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF-P) и ИФА. Целевая тирозинкиназа, необходимая для передачи сигнала Т-клеточного рецептора и адаптивного иммунитета. 70 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZAP70 кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7535
GeneID	7535
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 550-619 человеческого ZAP70 (NP_001070.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43403
Молекулярная масса белка	70кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент