


Кроличье Моноклональное Антитело К Zeb1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P37275

Артикул: CM0007320



введение

Кроличье моноклональное антитело к ZEB1 (P37275) — это высококачественный инструмент для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладающий реактивностью в образцах человека и крысы. Необходимо для изучения МЭП (EMT), транскрипционной репрессии и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZEB1 кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6935
ID гена	6935
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 800-900 человеческого ZEB1 (NP_110378.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P37275
Молекулярный вес белка	124кДа
Доставка	Сумка со льдом