

Zfp64, Поликлональное Антитело Кролика - Q9Npa5,Q9Ntw7

Артикул: CM0014596

введение

Поликлональное антитело против человеческого ZFP64 (ZNF338) для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Подходит для изучения цинк-пальцевого белка 64 в различных типах образцов. Получено на кроликах с использованием рекомбинантного иммуногена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZFP64, поликлональное антитело кролика
Примечания/алиасы	ZNF338; ZFP64
Вид	Человек
Идентификатор гена	55734
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 человеческого ZFP64 (NP_060667.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NPA5,Q9NTW7
Молекулярная масса белка	46 кДа/48 кДа/68 кДа/72 кДа/74 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом