

Кроличыи Поликлональные Антитела К Zip8 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q9C0K1

Артикул: CM0016653

введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий ZIP8 (SLC39A8) для Вестерн-блота (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА. Обнаруживают ZIP8 человека и мыши — симпортер металлических катионов, необходимый для гомеостаза цинка и марганца, иммунитета и развития организма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZIP8 Rabbit pAb
Примечания/Альасы	ZIP8; CDG2N; PP3105; BIGM103; LZT-Hs6
Вид	Человек
ID гена (человек)	64116
ID гена	64116
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 180-300 человеческого ZIP8 (NP_071437.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9C0K1
Молекулярная масса белка	50кДа
Доставка	Холодильный пакет