

Поликлональное Антитело К Znf131, Кролик, Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P52739

Артикул: CM0015899

введение

Поликлональное антитело к ZNF131, кролик, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ, ИФА. Реагирует с белком человека, мыши и крысы. ZNF131 — это цинковый палец, репрессор транскрипции, участвующий в функции и развитии мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к ZNF131, кролик (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	ZBTB35; рНЗ-10; ZNF131
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7690
GeneID	7690
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-240 белка ZNF131 человека (NP_003423.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P52739
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом