

Znf148 Кроличья Поликлональная Антитело - Q9Uqr1

Артикул: CM0026212

введение

ZNF148 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, полученное против рекомбинантного белка ZNF148. Подходит для ВБ, ИГК-П, ИФ/МКК и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеком, мышью и крысой. Идеально подходит для изучения транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF148 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	BERF-1; BFCOL1; GDACCF; ZBP-89; ZFP148; pHZ-52; HT-BETA; ZNF148
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7707
GeneID	7707
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 690-794 человеческого ZNF148 (NP_068799.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UQR1
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	Холодовой пакет