

Поликлональное Антитело Кролика Znf24 Polymab® Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P17028

Артикул: CM0009200



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика к человеческому ZNF24 (KOX17, ZNF191, ZSCAN3, RSG-A) для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. ~42 кДа. Идеально для исследований факторов транскрипции и миелинизации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF24 Rabbit PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	KOX17; RSG-A; ZNF191; ZSCAN3; Zfp191; ZNF24
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7572
ID гена	7572
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-242 человеческого ZNF24 (NP_110378.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17028
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Холодовой пакет (лед)