

Кроличья Рab К Znf384 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tf68

Артикул: CM0023879

введение

CamelBio предлагает поликлональные кроличьи антитела к ZNF384 класса IVD, валидированные для WB, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Локализованный в ядре фактор транскрипции, 63 кДа, UniProt Q8TF68.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья рAb к ZNF384
Примечания/Псевдонимы	NP; ClZ; NMP4; CAGH1; ERDA2; TNRC1; CAGH1A; ZNF384
Вид	Человек
GeneID (Человек)	171017
GeneID	171017
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TF68
Молекулярный вес белка	63 кДа
Доставка	Сумка со льдом