

Знф444 Кроличьи Поликлональные Антитела — Q8N0Y2

Артикул: CM0023988

введение

ZNF444 Rabbit pAb выявляет ZNF444 (EZF2) в образцах человека, мыши и крысы методами ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА. Это транскрипционный регулятор, связывающий промотор SCARF1, наблюдаемая молекулярная масса белка составляет 35 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF444 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	EZF2; EZF-2; ZSCAN17; ZNF444
Вид	Человек
ID гена	55311
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N0Y2
Молекулярная масса белка	35кДа
Доставка	Айс-бокс