

Znf502 Rabbit Pab - Q8Tbz5

Артикул: CM0014996

введение

Поликлональные антитела кролика против ZNF502 для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). ZNF502 — это белок с цинковыми пальцами, потенциально участвующий в регуляции транскрипции. Подходит для образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF502 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ZNF502
Вид	Человек
GeneID (Человек)	91392
GeneID	91392
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого ZNF502 (NP_149987.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TBZ5
Молекулярный вес белка	63кДа
Доставка	Сумка со льдом