

Znf544 Кроличья Rab - Q6Nx49

Артикул: CM0029223

введение

ZNF544 кроличья pAb для Вестерн-блоттинга и ИФА, обнаруживает человеческий и мышиный ZNF544. Этот поликлональный антитело массой 82 кДа нацелен на N-концевую область, подходит для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF544 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	ZNF544
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27300
GeneID	27300
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6NX49
Молекулярная масса белка	82kDa
Доставка	Сумка-холодильник