

Кроличье Рab К Znf701 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nv72

Артикул: CM0019138

введение

Поликлональное антитело кролика к ZNF701 для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Детектирует человеческий белок ZNF701, цинк-пальцевый белок, участвующий в регуляции транскрипции. Валидировано на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ZNF701
Примечания/Альтернативные названия	ZNF701
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55762
GeneID	55762
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого белка ZNF701
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NV72
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом