


Zo-1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q07157

Артикул: CM0016711



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого ZO-1 (TJP1). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований плотных контактов и эпителиального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZO-1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альяс	ZO-1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7082
ID гена	7082
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот с 18 по 273 человеческого TJP1 (NP_003248.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07157
Молекулярная масса белка	195 кДа
Доставка	Хладоэлемент