

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Zpr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75312

Артикул: CM0014849

введение

Поликлональные кроличьи антитела против ZPR1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий ZPR1, белок с цинковым пальцем, участвующий в прогрессировании клеточного цикла и локализации SMN1. Идеально подходят для исследований в области нейронауки и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZPR1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GKAF; ZNF259; ZPR1
Вид	Человек
ID гена	8882
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-459 человеческого ZPR1 (NP_003895.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75312
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом