

Поликлональное Антитело Кролика К Zscan4 Для Вб И Ифа — Q8Nam6

Артикул: CM0018391

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ZSCAN4 (ZNF494), получено против рекомбинантного белка (а.о. 1-227). Подходит для Вестерн-блота и ИФА, идеально подходит для изучения плюрипотентности стволовых клеток и динамики теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАб к ZSCAN4
Примечания/Альтернативные названия	ZNF494; ZSCAN4
Вид	Человек
ID гена (человек)	201516
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-227 человеческого ZSCAN4 (NP_689890.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8NAM6
Молекулярная масса белка	49кДа
Доставка	Холодильный пакет