

Zscan4C Rabbit Pab - 245109

Артикул: CM0014281

введение

ZSCAN4C Rabbit pAb — это поликлональное антитело, направленное против мышиногo ZSCAN4, с реактивностью в отношении мыши. Идеально подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), обнаруживает полосу 57 кДа. Ключевой инструмент для исследований стволовых клеток и биологии развития, поддерживающий изучение плюрипотентности и раннего эмбриогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZSCAN4C Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Gm397, Zscan4d, XM_142517, ZSCAN4C
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	201516
ID гена (Мышь)	245109
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-506 мышиногo ZSCAN4 (NP_001013787.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	Сумка-холодильник